

BioVID HD/SD 相机



分辨率

1280 x 720

图像传感器

1 / 2.5" 5mo Aptina MT9P003 CMOS 感光器
像素尺寸: 2.2um x 2.2um

视频输出

30帧/秒 720p
1280 (H) x 720 (V)
光谱范围: 380 - 650nm

电源

交流输入: 100-240Vac 50/60Hz 适配器
直流输出: 5Vdc 1 amp 到相机

工作条件

操作温度: 0°C~40°C (32°F至104°F)

输出

HDMI 连接器
SD 卡

BioVID HD/SD

Model #	Description
BVC-HDSD-CMT3	BioVID HD/SD video camera w/ power cord and HDMI cable and SD card

- 科学研究, 病理学, 细胞学, 肿瘤学, 血液学, 验光师, 体外受精, 工业/制造业, 及牙科应用
- 包括相机, 电源线, HDMI 线, SD 卡, 和远程捕获连接线

按键

红色: 开关
蓝色: 保存到SD 卡
黄色: 自动曝光和白平衡
白色: 固定 /移动

尺寸&重量

高度: 2.7" (68mm)
长度: 2.7" (68mm)
宽度: 3.6" (92mm)
重量: 0.55lbs. (0.24kg)



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com