

组合式离心机V24

Combo V24是结合了普通离心管离心和毛细血管离心的一种新型组合式离心机。您只需要选择一个主机（带或者不带数字式转速表）和合适的转头就可以了。如果您现在真在进行毛细血管离心，下一步想做普通离心管离心，您只要简单换下转头就可以实现——无需其他工具！实际情况中，毛细血管1, 2000rpm离心≤5min就可以得出准确的是研究结果并可以读出实验数据。此外，Combo V24还包括变速控制、30min定时器、防震动橡胶脚垫、全身金属架构。相信它是您实验的理想选择。

优点

一台顶多台的离心机
快速运行、快速停止、快速读数
转速可调
可选的转速表
防震动，低分贝，运行安静

特点

离心机脚安装有吸盘可防止滑动
抗冲击安全盖
主机全金属结构
冷却风扇电机马达
高速离心运转电机
安全切断开关的盖子
锁盖
易于清理的内腔（广口）

规格

高转速设置：12000rpm
•毛细血管转子：14500g
•普通离心管转子：12900g
低转速设置：4000rpm
•测试管转子：2415g

控件

照明电源开关
快速停止按钮
高/低速开关设置按钮
30分钟自动关机定时装置
变速控制开关

重量和尺寸

高：11" (277mm)
长：17" (432mm)
宽：14" (355mm)
重量：31.3 lbs (14.2kg)



组合式离心机V24

型号	描述
CMP-BX7N-7701	Combo离心机箱，变速表盘，定时和制动（无转速表）
CMP-BX7N-77T1	Combo离心机箱，变速表盘，定时和制动，数字式转速表

- 比容离心和普通离心
- 转子转换方便
- 转速表显示精确离心力

转子选择

	CMP-RT24-75HE 24X 75mm 毛细血管
	CMP-RT24-02MT 24X1.5/2 ml eppendorf 管
	CMP-RT12-15TT 12X15 ml 管
	CMP-RT24-15TT 24X15ml管



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com