

差分计数器



规格

数字型差分计数器

10 按钮- 8组 加入细胞液 /2 组 空白对照

每个按钮旁边都有血细胞的图片和名称

2-数字单通道细胞计数窗口 1-数字总细胞计数窗口

复位/清零按钮

每个按钮都可以计算细胞百分比（任何时间）

110v (220v 可用)

手动型差速计数器

左/右复位按钮

防滑底

带状图：成熟细胞/未成熟细胞

耐酸，耐冲击塑料机身

Differential Counters

Model #	Description
CTL-DIFD-10KY	Differential cell counter, electronic, LED display
CTL-DIFM-05KY	5-Key Differential Counter
CTL-DIFM-08KY	8-Key Differential Counter

特点

数字型差分计数器

每个按键都有按键提示应

计数到100个细胞是都会有长声音提示

手动型差分计数器

计数到100个细胞是都会有长声音提示

数字型差分计数器

- 数字读数与软触摸按键
- 10个按钮与蜂鸣报警计数
- 准确型极高

手动型差分计数器

- 用于血细胞计数
- 耐用
- 耐酸

尺寸&重量

数字型差分计数器

21.844 x 16.002 x 7.62(cm)

0.59 kg

手动型差分计数器

5 键: 27.94 x 10.16 x 7.62 (cm)

1.36 kg

8 键: 33.02 x 10.16 x 7.62 (cm)

2.26 kg



P 770.270.1394

F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com