

数字定时器

特点

手持式
背后带有磁性设备连接
正向计数/倒向计数
内置时钟

时钟

显示时/分/秒 (AM/ PM)

定时

正向数字计时:
99 时, 59 分, 和 59 秒
倒向数字计时:
3 种时间设置; 每个都是: 99 时, 59 分, 和 59 秒
当到00:00:00闹铃连续响 1 min

电源要求

2个1.5V锂电池 (附带)

材料

ABS

液晶屏尺寸

4.38 x 3.98 cm

尺寸&重量

重量: 90 grams
宽度: 8.82 cm
长度: 6.62 cm
高度: 1.32 cm



Digital Timer

Model #	Description
CTL-TMR7-DG77	Digital timer



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com