


# DM Pneu 屈臂检测显微镜



## 构造

铝合金构造  
耐酸，耐腐蚀性

## 目镜头部

双目，双磁性目镜 10/20, 10/30, 20/40  
目镜倾斜45°，可360°旋转  
10X/20 W F 目镜  
30mm 内直径  
瞳距调节 55-75mm  
可选 5X, 15X, 20X 目镜

## 物镜 (3 种选择)

1X/2X, 1X/3X, 或者 2X/4X 成对物镜  
0.5 附加 镜头和镜头保护

## 调节控制系统

同轴粗/微调焦  
气动式水平臂的拉伸调整  
C形连接夹钳可调宽度

**可选** :旋入式直接连接替补安装

## 照明系统

台式灯提供周围工作台亮度充足  
强烈推荐可选环形灯提供无阴影照明



Optional 48 Bulb  
LED Ring Light Available

## DM on Pneu Flex Arm

Model #	Description
DMM-S12N-PA77	DM 10X / 20X on Pneu Flex Arm
DMM-S13N-PA77	DM 10X / 30X on Pneu Flex Arm
DMM-S24N-PA77	DM 20X / 40X on Pneu Flex Arm
ILL-LEDV-R483	LED Ring Light – 48 bulb

## 尺寸&重量

DM 木镜头重量: 2.6lbs (2.54kg)  
气动式水平臂重量: 13.89lbs (6.3kg)  
最大半径: 14.96" (380mm)  
最小半径: 10.83" (275mm)

  
LW  
Scientific

P 770.270.1394  
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway  
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com