

DM 双 LED检测显微镜



构造

铝合金构造
耐酸，耐腐蚀性

目镜头部

双目, 双磁性目镜 10/20, 10/30, 20/40
目镜倾斜45°, 可360°旋转
10X/20 W F 目镜
30mm 内直径
瞳距调节 55-75mm
可选 5X, 15X, 20X 目镜

物镜 (3 种选择)

1X/2X, 1X/3X, 或者 2X/4X 成对物镜
0.5 附加 镜头和镜头保护

调节控制系统

同轴粗/微调焦
载物台上可容许放置10cm高的样品

照明系统

双LED的顶部和底部照明
顶部, 底部, 或两者之间的功率旋钮切换

载物台

磨砂玻璃板, 94.5mm
颜色可选

电源

AC 110V ~ 50/60 Hz

DM on Dual LED

| Model # | Description |
|---------------|--|
| DMM-S12N-7LL1 | 10X / 20X magnification, dual LED illumination |
| DMM-S13N-7LL1 | 10X / 30X magnification, dual LED illumination |
| DMM-S24N-7LL1 | 20X / 40X magnification, dual LED illumination |

尺寸&重量

高度: 14"-17.5" (355-444mm)
长度: 8.5" (216mm)
宽度: 6" (152mm)
重量: 8 lbs (3.63kg)

CE


LW
Scientific

P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com