

DM极点支架检测显微镜



构造

铝合金构造
耐酸，耐腐蚀性

目镜头部

双目, 双磁性目镜 10/20, 10/30, 20/40
目镜倾斜45°, 可360°旋转
10X/20 W F 目镜
30mm 内直径
瞳距调节 55-75mm
可选 5X, 15X, 20X 目镜

物镜 (3 种选择)

1X/2X, 1X/3X, 或者 2X/4X 成对物镜
0.5 附加 镜头和镜头保护

调节控制系统

齿轮齿条调焦张力和滑动离合器
载物台上可容许放置10cm高的样品

照明系统

台式灯提供周围工作台亮度充足
强烈推荐可选环形灯提供无阴影照明

载物台

磨砂玻璃板, 94.5mm

尺寸&重量

高度: 12.8" (325mm)
长度: 9" (229mm)
宽度: 6.5" (165mm)
重量: 9 lbs (4.1kg)

DM on Pole Stand

Model #	Description
DMM-S12N-PL77	10X / 20X magnification, optional ring light illumination
DMM-S13N-PL77	10X / 30X magnification, optional ring light illumination
DMM-S24N-PL77	20X / 40X magnification, optional ring light illumination



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com