

d-VID手持式USB摄像头

d-VID USB 是一个非常优秀且易于使用的手持式数字显微镜USB输出接口，您可以在指尖轻易实现高分辨率的倍率放大！对您感兴趣的任何部分进行实时监测。d-VID USB 包含了可操作性很强的软件，在电脑上安装了软件后，只要鼠标轻轻一点就可以“捕获”实时图片和某一段时间的视频。此外，d-VID USB 还带有说明书和可堆叠的垫片。

规格

放大倍率：5x-200x @17寸显示器全视野

感光器尺寸：1/3寸 CMOS感光器 (4:3)

视场/视野大小：

最小:2.5mmx1.9mm@ 17mm 工作距离 (200x)

最大:1100mmx76mm @300mm 工作距离 (5x)

图像传感器：200万像素

视频采集分辨率：1600x1200, 1280x960,
640x480

色彩性：24位 RGB、YUV或MJPG

镜头：高精度显微镜镜头

对焦范围：8mm to 300 mm

白平衡：自动

曝光时间：自动

光源：集成可调LED照明

长：122mm

直径：36mm

输出：USB数据流视频传输

电源：USB端口5V直流电压



型号	描述
DVC-U2MP-HH73	200万像素，手持式USB摄像头

系统要求

CPU奔腾/赛扬/ AMD1.0G以上

Windows XPSP2/ Vista或Windows7

可用的USB2.0或1.1接口

显卡：16位或以上

CD-ROM驱动器

应用领域

业余爱好者

牙科

电子产品

教育

皮肤

工业




LW
Scientific

P 770.270.1394

F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com