

教学用高级显微镜

目镜头部

标准单目目镜
轴承安装, 可360°旋转
10X/18大视野目镜
教师可用

构造

重型铸造合金
耐酸, 耐腐蚀性
全金属架构

物镜

配有四个物镜适配位置
DIN消色差物镜 4X, 10X, 40X (可伸缩)
可选的 100x 油镜
自动齐焦及彩色编码

载物台

可选机械平台: 预钻孔载物台
攻丝载物台
包括弹簧式的滑动夹子 (固定载玻片)
载物台尺寸: 110mm x 110mm

照明系统

NA 1.25 ABBE 聚光器
光圈
5w 荧光光源
输入电压 110V (220V 可选)
可选的 LED 可充电光源

调节控制系统

同轴粗/微调焦
可设置移动范围“卡点”



Student Advanced

Model #	Description
EDM-M03A-DAF1	Monoc head, 4X, 10X, 40X objectives
EDM-M04A-DAF1	Monoc head, 4X, 10X, 40X, 100X objectives
EDM-M03A-DALP	Monoc head, 4-10-40 objectives, LED illumination, cordless
EDM-M04A-DALP	Monoc head, 4-10-40-100 objectives, LED illumination, cordless

- 光圈
- 可选配 100x 物镜
- 同轴对焦旋钮

附带配件

蓝色和绿色滤色片
滤色镜夹
防尘罩
备用灯泡和保险丝

尺寸&重量

高度 : 14" (356mm)
长度 : 7.0" (178mm)
宽度 : 5.25" (134mm)
重量 : 6.1 lbs. (2.8kg)



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com