

标准教学显微镜

目镜头部

标准单目目镜
轴承安装, 可360°旋转
10X/18大视野目镜
教师可用

构造

重型铸造合金
耐酸, 耐腐蚀性
全金属架构

物镜

配有三个物镜适配位置
DIN消色差物镜 4X, 10X, 40X (可伸缩)
自动齐焦及彩色编码

载物台

可选机械平台: 预钻孔载物台
攻丝载物台
包括弹簧式的滑动夹子 (固定载玻片)
载物台尺寸: 110mm x 110mm

照明系统

NA 0.65 聚光器
5光栅安装位置
标准5w 荧光光源
LED可充电光源
输入电压110V (220V 可选)

调节控制系统

同轴粗/微调焦
可设置移动范围“卡点”



Student Standard

Model #	Description
EDM-M03D-DAF1	Monoc head, 4X, 10X, 40X, fluorescent illumination

- 性价比很高的教学仪器
- 光圈
- 配有三个物镜适配位置

保修

一年质量保证
一年免费更换电子元件

尺寸&重量

高度: 14" (356mm)
长度: 7.0" (178mm)
宽度: 5.25" (134mm)
重量: 6.1 lbs. (2.8kg)



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com