

Student Pro教学显微镜



目镜头部

标准单目目镜
轴承安装，可360°旋转
10X/18大视野目镜

构造

重型铸造合金
耐酸，耐腐蚀性
全金属架构

物镜

配有四个物镜适配位置
DIN消色差物镜 4X, 10X, 40X (可伸缩)
可选的 100x 油镜
自动齐焦及彩色编码

载物台

内置的“真正的机械载物台”
载物台尺寸: 124mm x 115mm

照明系统

可移动的 NA 1.25 ABBE 聚光器
光圈
LED 光源灯泡
自动切换 110-240V

调焦控制系统

同轴粗/微调焦
可设置移动范围“卡点”

Student Pro

Model #	Description
EDM-MM4A-DAL3	Monoc head, 4X, 10X, 40XR, 100X objectives, LED base, mechanical stage
EDM-MM3A-DAL3	Monoc head, 4X, 10X, 40XR objectives, LED base, mechanical stage

- 内置的“真正的机械载物台”
- LED光源灯泡
- 同轴对焦旋钮

附带配件

蓝色和绿色滤色片
滤色镜夹
防尘罩
备用灯泡和保险丝

尺寸&重量

高度: 14" (356mm)
长度: 6.5" (165.1mm)
宽度: 5.25" (134mm)
重量: 6.2 lbs. (2.8kg)



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com