

M24血细胞比容离心机



优势

快速得到结果 (少于5min)
标准的24支 75mm 毛细血管
没有附加费用
安静, 无振动运转
包含数据读取功能

特点

抗冲击安全盖
全金属机身结构
冷却风扇电机室
低导热性的铝合金转子
重型高速电机
安全切断开关的盖子
锁盖
易于清理的内腔 (广口)

规格

高转速设置: 12000rpm
额定RCF=14800 g
有刷电机
110V AC (220V AC 可用)

控制系统

照明电源开关
快速停止开关按钮
定时15-min自动关机程序

附件

24-孔血细胞比容转头
数字读数盘— 可以直接读出离心管上的读数



M24

Model #	Description
HEC-24HF-7501	Microhematocrit centrifuge

- 24-孔微血细胞比容离心机
- 实惠
- 快速得到结果 (少于5min)

尺寸&重量

高度: 10" (235mm)
长度: 13" (330mm)
宽度: 12" (304mm)
重量: 23 lbs. (10.4kg)



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com