

20 L 恒温箱 (USA-Made)



Analog model shown

温度

模拟型:

室温 +2°C to 62°C

精确度 +/- 0.75°C

数字型:

室温+2°C to 62°C

精确度 +/- 0.5°C

电源

120 W/115v 交流电

230v 交流电可用

构造

粉末喷涂/烤漆

冷轧钢板外壁

腔内铝合金铸造

透视门

可调式货架

腔内热量循环对流

外壁尺寸

13" x 15" x 11"

(33mm x 38mm x 27.9mm)

腔内尺寸

12" x 10" x 10"

(30.5mm x 25.4mm x 25.49mm)

20 L 容积

20 Liter USA-Made Incubators

Model #	Description
ICL-1014-A201	Incubator - 20L (.7cu ft) - 62°C (144°F) - Analog - Made in USA, CSA/UL
ICL-1014-D201	Incubator - 20L (.7cu. ft) - 62°C (144°F) - Digital - Made in USA, CSA/UL

- UL & cUL 认证
- 美国制造

附带的附件

模拟型:

1 固定架子

1 可调架子

玻璃温度计

数字型:

1 固定架子

1 可调架子

装运重量

模拟型:

25lbs (11.3kg)

数字型:

28lbs (12.7kg)



Designed, Engineered & Assembled

Proudly in America



P 770.270.1394

F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com

57 L 恒温箱 (USA-Made)

温度

模拟型:

室温+2°C to 62°C

精确到+/- 0.75°C

数字型:

室温+2°C to 62°C

精确到+/- 0.5°C

电源

235 W/115v 交流电

230v 交流电可用

构造

粉末喷涂/烤漆

冷轧钢板外壁

腔内铝合金铸造

透视门

可调试货架

腔内热量循环对流

外部尺寸

19" x 21" x 13"

(48.3mm x 53.3mm x 33mm)

内腔尺寸

18" x 16" x 12"

(45.7mm x 40.6mm x 30.5mm)

57 L 容积

装运重量

模拟型:

40lbs (18.1kg)

数字型

43lbs (19.5kg)



Digital model shown

57 Liter USA-Made Incubators

Model #	Description
ICL-1214-A571	Incubator - 57L (2 cu. ft) - 62°C (144°F) - Analog - Made in USA, CSA/UL
ICL-1214-D571	Incubator - 57L (2 cu. ft) - 62°C (144°F) - Digital - Made in USA, CSA/UL

- UL & cUL 认证
- 美国制造

附带附件

模拟型:

1 个固定架子

1 个可调架子

玻璃温度计

数字型:

1 可调架子

1 固定架子



Designed, Engineered & Assembled
Proudly in America



P 770.270.1394

F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com