

倒置医用显微镜

目镜头部

三目镜头
目镜倾角 30°
瞳距范围 48-75mm
理想的视频/摄影相机
与相差物镜适配的中心校正目镜
EW 10X /22 超宽视野目镜

物镜转换器

配有五个物镜适配位置

物镜

无限远光学系统平场物镜
平场物镜: 4X和 40x,
平场相差物镜: 10x 和 20x

载物台

载物台, 宽度: 160 长度: 250mm
辅助台, 70x180mm
同轴驱动控制
可选的机械载物台:
X-Y同轴控制
移动范围: 120x78mm

聚焦

粗调: 37.7mm
微调: 精确到0.002

照明系统

6V/30W卤素灯泡

冷凝器

20X 相差物镜用Abbe 冷凝器



Inverted

Model #	Description
L1M-T04A-DPH3	Inverted Microscope
I4P-EPIL-485N	Epi Lumin™ Fluorescence Module

无限远光学系统平场物镜
同轴驱动控制
与相差物镜适配的中心校正目镜

可选配件

多种图片格式选项

尺寸&重量

重量: 24.0 lbs. (10.9kg)
高度: 20" (508mm)
长度: 21" (420mm)
宽度: 11" (279.4mm)

附件

Lumin™ Epi 荧光模块




LW
Scientific

P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com