


Lumin™ 物镜



照明

LED (专有) >50,000小时灯泡
安全照明, 无有害紫外线等排放物释放
无需暗室避光

电源

输入电压/电流: 12V \approx 1A
(只能使用附带的电源适配器)
电源适配器: 输入100-240V
50-60 Hz 自动切换

可选物镜

20X 物镜
40X 物镜
60X 物镜
100X 油镜

特点

安装方便
长寿命LED灯光源
适合大多数的任何类型显微镜
无需暗室避光
可以在电池组条件下工作
安全照明, 无有害紫外线等排放物释放

重量&尺寸

Lumin™ 套件 (<448 g)
防尘, 耐潮湿
(50x60x30mm)



Designed, Engineered & Assembled
Proudly in America

Model #	Description
LMP-4951-L485	Lumin™ 490nm/510nm LED illuminator
LMO-020X-DADR	Lumin™ 20x Objective (no light)
LMO-040X-DADR	Lumin™ 40x Objective (no light)
LMO-100X-DAOL	Lumin™ 100x OIL Objective (no light)
LMS-040X-D480	Lumin™ kit (Illuminator and 40X universal objective)

P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com