

# Mi5医用显微镜



## 目镜头部

双目目镜 (有三目观察头) Trinoc 目镜  
数码相机及相应适配器  
屈光度调节 +/-5  
目镜倾角 30°  
10X/20X Super WF HP 目镜  
瞳距范围 50-75mm

## 物镜转换器

配有四个物镜适配位置  
滚珠轴承安装 (物镜可以拧上物镜转换器上)

## 物镜

无限远光学系统平场物镜  
4X, 10X, 20X, 40XR, 100XR (油镜)  
还可以选择60X物镜和50X油镜  
抗菌材质, 自动齐焦及彩色编码

## 载物台

机械载物台平台 (135mm X 184mm)  
同轴驱动控制, 金属齿轮&金属齿条  
载物台移动范围: 73mm x 43mm  
载物台锁定拉杆  
缓闭液压滑动手指

## 聚焦

粗调: 22mm  
微调: 可精确到 2µm  
张力控制旋钮

## 照明

可以动的Abbe 聚光器, NA 1.25  
光圈  
LED灯光源提供超过10000小时  
光源强度一致, 亮度均匀  
光源亮度可调: 0-20W 输出  
简单的 koehler 照明  
90-240V / 50-60Hz 自动切换电源线

## Mi5

Model #	Description
M5M-T05A-IPL3	Mi5 Infinity LabScope PLAN Trinoc, 5 obj, LED
M5M-B05A-IPL3	Mi5 Infinity LabScope PLAN Binoc, 5 obj, LED
M5M-D05A-IPL3	Mi5 Infinity LabScope PLAN Dual Head (Binoc-Binoc), 5 obj, LED
M5M-DT5A-IPL3	Mi5 Infinity LabScope PLAN Dual Head (Binoc-Trinoc), 5 obj, LED

## 应用

尿检, 病理, 血液学, 肿瘤学, 妇科学,  
日常研究, 微生物学

## 可选配件

相差物镜: 60X, 2.5X物镜和50X油镜  
相机附件, 暗场  
Epi-荧光, 病理实验中的翻转式明场聚光

## 尺寸&重量

高度: 15.6" (396 mm)  
长度: 16.5" (420 mm)  
宽度: 8.1" (206 mm)  
重量: Trinoc: 20.5 lbs.  
Binoc: 20.0 lbs.



P 770.270.1394  
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway  
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com