

MiniVID WiFi 相机

- 可直接将图像传至客户端
- 高分辨率高帧频
- 可同一时间将图像传至多个设备上
- 内置可充电电池/真正的无线成像

MINIVID WiFi

图像传感器

1/2" 色彩 CMOS 感光器 – 5MP

帧率

快速帧速率确保快速移动的样本产生运动平稳的图像
可用于现场教学。

通过USB和PC直接连接时,最大帧频率:

- 640x840@40fps;
- 2592x1944@15fps

通过WiFi和PC直接连接时,最大帧频率:

- 640x840@30fps;
- 2592x1944@5fps

图像捕捉功能

在任何设备上捕捉实时视频短片

捕捉高清晰度图像: 格式有BMP, JPG, PNG

系统要求

iOS6 或更高

Android 3.0 或更高

Microsoft XP/7/8 (32 & 64 bit)

软件

下载免费的“UCAM”应用程序
包括PC软件光盘

安装要求

标准trinoc C型 (螺纹) 接口
或插入目镜相应适配器 (可选)



MiniVID WiFi

Model #	Description
MVC-U5MP-WiFi	5MP MiniVID WiFi camera for all iOS and Android devices; PC with software
MVP-ADAO-ETCM	Optional optical eyetube adapter

Connect to any iOS or Android device



高清 5.0MP



缩放



防潮手提箱



可选
目镜适配器


LW
Scientific

P 770.270.1394

F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com