

血摇杆



特点

16-管 容积
节省空间的设计
可水洗管垫
24 转/min (60 Hz)

规格

速度: 24 转/min (60 Hz),
20 转/min (50 Hz)
马达: 110V AC 3W (220V 可用)
高度: 4" (10.2cm)
产度: 13.5" (34.3cm)
宽度: 5.25" (13.3cm)
重量: 4.8lbs (2.2kg)

Blood Rocker

Model #	Description
MXL-BLF7-16T1	Blood Rocker



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com