

# 涡轮混匀仪

LW为您提供两种非常流行的涡轮混匀仪。在您的样品快速混匀过程中，我们给您提供的机型会给您带来前所未有的便利和效率，是您实验室必备的理想选择。两款混匀仪是最高转速可达3000 rpm速度可调混匀系统，您可以自己设定所需的转速，也可以通过将样品按压在塑胶顶部达到样品混匀的效果。混匀仪的内部配有高品质电机马达（保修一年），精巧的设计保证了混匀仪在使用过程中产生很小的噪音。您可以放心使用。

## 特点

- 吸盘脚
- 金属结构
- 马达风扇
- 结构紧凑，坚固耐用的设计
- 变速控制
- 防振动
- 高品质电机

## 规格

最高速度: 3000 RPM  
110V / 60Hz / 220V

## 控件

开/关/触摸开关  
开机指示灯

## 重量和尺寸

长: 170mm (6.7")  
宽: 160mm (6.3")  
深: 130mm (5.2")  
重量: 3.2Kg (7lbs)

**MXL-TMV7-7RC1:**  
转头尺寸: 50 x 50 x 25mm  
(2 x 2 x 1 inches)

**MXL-TMV7-7PL1:**  
头部尺寸: 100mm 直径x 25mm 厚度  
(4" x 1")



## 涡轮混匀仪

| 型号            | 描述         |
|---------------|------------|
| MXL-TMV7-7RC1 | 涡轮混匀仪—凹形转头 |
| MXL-TMV7-7PL1 | 涡轮混匀仪—平转头  |

- 防振动
- 转速可调
- 连续控制和触摸控制



P 770.270.1394  
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway  
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com