

# 数字型旋转器

## 特点

广泛使用在VDRL, RPR和EIA 实验中  
稳定无噪音运行  
清洁的湿度托盘  
可变速度, 定时控制, 和连续操作

## 规格

速度: 20-240rpm  
时间: 99 h 99 min 数字显示  
电源: 交流电 110V 60Hz  
(220V 50/60Hz 可用)  
负载能力: 2 kg / 20-150rpm  
1 kg / 151-240rpm

## 尺寸&重量

平台: 9 x 9in (230 x 230mm)  
直径: 0.8in (20.4mm)  
重量: 8.6 lbs (3.9kgs)  
Width: 10in (255mm)  
Depth: 12in (306mm)  
Height: 5.5in (140mm)



## Digital Rotator

Model #	Description
RTL-BLVD-24T1	110v Digital Rotator
RTL-BLVD-24T2	220v Digital Rotator



P 770.270.1394  
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway  
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com