

# 振荡水浴



## 容量

容量 10升

## 温度设定

数字型

## 温度显示

LED

## 温度控制

PID

## 时间设定

LED数字读数  
自动储存最近一次设置的时间和温度

## 电源

110V

## 水平振荡距离

40mm  
(20mm and 30mm 可以应需求提供)

## 附件

可调整的试管架  
可以一次保存形状大小不同的试管  
尖顶盖

## Oscillating Water Bath

Model #	Description
WBL-10LS-SSD1	Oscillating Water Bath

• PID温度控制/LED数字显示

- 可变振荡速度
- 不锈钢内腔

## 特点

通过按钮输入水浴时间和温度  
自动储存最近一次设置的时间和温度  
包括试管架

## 内腔尺寸

高度: 6" (150mm)  
宽度: 12" (300mm)  
深度: 10" (240mm)

## 外壁尺寸

高度: 10" (190mm)  
宽度: 23" (300mm)  
深度: 11" (275mm)  
重量: 40 lbs



P 770.270.1394  
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway  
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com